

HARTMANN TRESORE

Sejfy na środki odurzające i substancje psychotropowe



- Apteki publiczne
- Apteki szpitalne
- Jednostki szpitalne
- Gabinety lekarskie
- Domy seniora / opieki
- Przedsiębiorstwa farmaceutyczne



HARTMANN



TRESORE Polska Sp. z o. o.

Sprawdzone bezpieczeństwo

Nasze sejfy odpowiadają wysokim niemieckim normom bezpieczeństwa i standardom europejskim. Ich odporność na włamanie i pożar testują uznane, niezależne instytuty badawcze, sejfy mają odpowiednie certyfikaty.



Sejfy HARTMANN na środki odurzające i substancje psychotropowe

Prawodawstwo polskie nie określa dokładnie właściwości urządzeń do przechowywania środków znieczulających, jednak opierając się na naszym długoletnim doświadczeniu rekomendujemy stosowanie takich produktów pochodzących od sprawdzonych dostawców, aby uniknąć ewentualnej odpowiedzialności. Stosując dobre praktyki należy mocować je do podłoża.

Nasze sejfy na środki odurzające odpowiadają wytycznym niemieckiego Federalnego Instytutu Leków i Produktów Medycznych (Bundesopiumstelle). Z reguły chodzi tu o certyfikację wg normy PN-EN 1143-1. Sejfy są dostępne w licznych rozmiarach i wariantach wykonania. Zależnie od potrzeby mogą być wyposażone w półki, także wysuwane, albo szuflady na lekarstwa. Do naszego asortymentu należą też zgodne z przepisami sejfy na środki odurzające do zabudowy w szafy modułowe. Wiele modeli możemy dostarczyć krótkoterminowo.

W razie większego zapotrzebowania na miejsce dobrą alternatywą są drzwi do pomieszczeń skarbcowych. Chronią one całe pomieszczenia lub części budynków przed nieuprawnionym dostępem.

SPIS TREŚCI

■ Wyciąg z przepisów o zabezpieczeniu środków odurzających	3
■ Sejfy na środki odurzające dla jednostek szpitalnych (oddziałów itp.), gabinetów lekarskich, domów seniora i domów opieki	
<i>Seria HPKT 200 / HPKT 300</i>	4 - 5
<i>Seria HTN 040</i>	6
<i>Seria K 102</i>	7
■ Sejfy na środki odurzające dla aptek publicznych i szpitalnych	
<i>Seria HPI 1000</i>	8
<i>Seria HTI 160</i>	9 - 10

Przechowywanie leków, środków psychotropowych i innych przez apteki – wyciąg z przepisów

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki z dnia 18. października 2002 r. (Dz.U. Nr 187, poz. 1565)

§ 1 Zakres rozporządzenia

Rozporządzenie określa:

1) warunki przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych; (...)

§ 2 (...)

§ 3 Miejsca przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych

1. (...)

2. **Środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursorzy grupy I-R przechowuje się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 20, poz. 256 i Nr 103, poz. 1097, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 113, poz. 984).**

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje z dnia 11. września 2006 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1216), tj. z dnia 28. października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1889)

Na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28 i 875) zarządza się, co następuje:

(...)

§ 2

1. Środki odurzające, substancje psychotropowe, preparaty zawierające te środki lub substancje oraz prekursorzy kategorii 1 przechowywane są w aptece, z uwzględnieniem ust. 2, w sposób zabezpieczający je **przed kradzieżą, podmianą oraz zniszczeniem.**

2. **Środki odurzające** grup I-N i II-N, **substancje psychotropowe** grupy II-P oraz preparaty zawierające te środki lub substancje **należy przechowywać w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach, w zamkniętych metalowych szafach lub kasetach przymocowanych w sposób trwały do ścian lub podłóg pomieszczenia, w miejscu niedostępnym dla pacjentów.**

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki z dnia 30. września 2002 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1395)

(...)

§ 8

1. Podstawowe wyposażenie apteki ogólnodostępnej stanowią:

(...)

4) szafy lub kasety przeznaczone do przechowywania środków odurzających i substancji psychotropowych zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami;

(...)

4. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 19. września 2007 r. (VII SA/Wa 323/07) wojewódzki inspektor farmaceutyczny może cofnąć zezwolenie lub go nie wydać, jeśli podmiot prowadzący aptekę nie posiada odpowiedniego wyposażenia do przechowywania leków i substancji psychotropowych.

Sejf na środki odurzające seria HPKT 200/300

Klasa bezpieczeństwa S1 wg PN-EN 14450: 2006

 do przechowywania
zapotrzebowania
dziennego

Budowa

- drzwi dwuścienne o grubości 50 mm
- grubość płyty drzwi 6 mm
- korpus jednościenne o grubości 3 mm z wszystkich stron
- kąt otwarcia drzwi 90 °
- przygotowany do montażu w podłożu i ścianie

Wposażenie podstawowe

- drzwi otwierane prawostronnie
- seria HPKT 200:
lakier jasnoszary RAL 7035
- seria HPKT 300:
lakier czarny RAL 9005

Zamknięcie

- sprawdzony pod kątem klasy VdS I motylkowy zamek kluczowy (2 klucze w komplecie)

Wposażenie dodatkowe

- zamek elektroniczny (oprócz modeli HPKT 200-01 i HPKT 200-02)
- drzwi otwierane lewostronnie



HPKT 200-19

zdjęcie przedstawia wyposażenie specjalne



HPKT 200-12



HPKT 200-25



HPKT 300-02

Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek, błędów w druku, odchyień wymiarów, wagi i kolorów oraz służących postępowi technicznemu zmian konstrukcyjnych. Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i mogą zawierać wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą. Wszelkie informacje zawarte w tym katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.



seria specjalna
HPKT 300
w kolorze czarnym
RAL 9005

do przechowywania
zapotrzebowania
dziennego

wiele modeli tej serii
można dostarczyć od razu!




HPKT 300-01



HPKT 200-02

Seria HPKT 200	Wymiary zewnętrzne W x Sz x G w mm	Wymiary wewnętrzne W x Sz x G w mm	Waga w kg	Pojemność w l	Ilość półek
HPKT 200-01	115 x 245 x 190	109 x 239 x 145	7	4	-
HPKT 200-02	165 x 245 x 190	159 x 239 x 145	8	5	-
HPKT 200-03	235 x 245 x 190	229 x 239 x 145	11	8	-
HPKT 200-04	305 x 245 x 190	299 x 239 x 145	13	10	-
HPKT 200-11	170 x 250 x 200	160 x 240 x 165	9	6	-
HPKT 200-12	170 x 250 x 250	160 x 240 x 215	10	8	-
HPKT 200-13	170 x 250 x 300	160 x 240 x 265	11	10	-
HPKT 200-14	240 x 250 x 200	230 x 240 x 165	12	9	-
HPKT 200-15	240 x 250 x 250	230 x 240 x 215	13	12	-
HPKT 200-16	240 x 250 x 300	230 x 240 x 265	14	15	-
HPKT 200-17	300 x 250 x 200	290 x 240 x 165	16	11	1
HPKT 200-18	300 x 250 x 250	290 x 240 x 215	17	15	1
HPKT 200-19	300 x 250 x 300	290 x 240 x 265	18	18	1
HPKT 200-20	300 x 406 x 400	290 x 396 x 365	26	42	1
HPKT 200-21	320 x 406 x 245	310 x 396 x 210	25	26	1
HPKT 200-22	320 x 556 x 245	310 x 546 x 210	38	36	1
HPKT 200-23	320 x 556 x 400	310 x 546 x 365	42	62	1
HPKT 200-24	400 x 480 x 360	390 x 470 x 325	34	60	1
HPKT 200-25	400 x 406 x 400	390 x 396 x 365	34	56	1
HPKT 200-26	450 x 400 x 200	440 x 390 x 165	34	28	1
HPKT 200-27	600 x 400 x 200	590 x 390 x 165	38	38	2
HPKT 200-28	700 x 406 x 420	690 x 396 x 385	52	105	2
Seria specjalna HPKT 300 w kolorze czarnym RAL 9005					
HPKT 300-01	220 x 350 x 250	214 x 344 x 210	15	16	1
HPKT 300-02	400 x 400 x 355	394 x 394 x 290	32	45	1



Sejf na środki odurzające seria HTN 040

Klasa bezpieczeństwa 0, ochrona przed włamaniem wg PN-EN 1143-1
Budowa

- korpus kilkuścienny, drzwi kilkuścienne
- grubość drzwi 83 mm
- bolce ryglujące z wszystkich stron
- przygotowany do kotwienia w podłożu, koniecznego z uwagi na duży ciężar części górnej
- wskazówka: dla pełnego wysunięcia szuflad należy w miejscu przeznaczenia zapewnić kąt otwarcia drzwi minimum 135 °

Wypożyczenie podstawowe

- półki przestawne (patrz tabela poniżej)
- kąt otwarcia drzwi 180 °
- drzwi otwierane prawostronnie
- lakier jasnoszary RAL 7035

Zamknięcie

- sprawdzony pod kątem klasy VdS I motylkowy zamek kluczowy (2 klucze w komplecie)

Wypożyczenie dodatkowe

- indywidualne ułożenie szuflad na leki przesuwanych po szynach teleskopowych (patrz tabela poniżej)
- zamykany skarbczyk wewnętrzny
- zamek elektroniczny
- drzwi otwierane lewostronnie



zdjęcie przedstawia wyposażenie specjalne


 seria HTN 040
dostępna
z wysuwanymi
szufladami na leki

 do ciągłego
przechowywania
lekarstw

Seria HTN 040	Wymiary zewnętrzne* W x Sz x G w mm	Wymiary wewnętrzne* W x Sz x G w mm	Waga w kg	Pojemność w l	Ilość półek	Ilość szuflad
HTN 040-01	355 x 530 x 415	270 x 450 x 292	54	35	1	maks. 1
HTN 040-02	455 x 455 x 415	370 x 375 x 292	50	40	1	maks. 2
HTN 040-03	770 x 530 x 415	685 x 450 x 292	83	90	1	maks. 5
HTN 040-04	1120 x 530 x 415	1035 x 450 x 292	112	112	2	maks. 8
HTN 040-05	1470 x 530 x 415	1385 x 450 x 292	142	182	3	maks. 12
HTN 040-06	1820 x 530 x 415	1735 x 450 x 292	172	228	4	maks. 12 do 13
HTN 040-07	770 x 870 x 495	685 x 790 x 372	127	201	1	maks. 5
HTN 040-08	1120 x 870 x 495	1035 x 790 x 372	172	304	2	maks. 8
HTN 040-09	1470 x 870 x 495	1385 x 790 x 372	216	407	3	maks. 12
HTN 040-10	1820 x 870 x 495	1735 x 790 x 372	261	510	4	maks. 15 do 16
HTN 040-11 2-skrzydłowe	1120 x 1230 x 495	1035 x 1150 x 372	222	443	2	maks. 8
HTN 040-12 2-skrzydłowe	1820 x 1230 x 495	1735 x 1150 x 372	337	742	4	maks. 15 do 16

* do głębokości zewnętrznej trzeba doliczyć 60 mm na wystające okucie

Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek, błędów w druku, odchyień wymiarów, wagi i kolorów oraz służących postępowi technicznemu zmian konstrukcyjnych. Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i mogą zawierać wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą. Wszelkie informacje zawarte w tym katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Sejf na środki odurzające seria K 102

Klasa bezpieczeństwa S2 wg PN-EN 14450: 2006

do przechowywania
zapotrzebowania
dziennego

wiele modeli tej serii
można dostarczyć od razu!

Budowa

- korpus dwuścienny z wszystkich stron
- drzwi dwuścienne z płytą o grubości 6 mm
- drzwi otwierane prawostronnie
- kąt otwarcia drzwi 90 °
- przygotowany do montażu w ścianie i podłożu

Wyposażenie podstawowe

- półki (patrz tabela poniżej)
- lakier jasnoszary RAL 7035

Zamknięcie

- sprawdzony pod kątem klasy VdS I motylkowy zamek kluczowy (2 klucze w komplecie)

Wyposażenie dodatkowe

- zamek elektroniczny
- drzwi otwierane lewostronnie



K 102-06



K 102-07

zdjęcie przedstawia wyposażenie specjalne

Seria K 102	Wymiary zewnętrzne W x Sz x G w mm	Wymiary wewnętrzne W x Sz x G w mm	Waga w kg	Pojemność w l	Ilość półek
K 102-01	172 x 306 x 233	110 x 245 x 140	14	4	1
K 102-02	272 x 306 x 233	212 x 246 x 141	19	7	1
K 102-03	440 x 430 x 240	380 x 370 x 150	36	21	1
K 102-04	340 x 470 x 400	265 x 400 x 320	45	34	2
K 102-05	435 x 430 x 395	360 x 355 x 315	50	40	1
K 102-06	606 x 426 x 393	546 x 357 x 301	58	58	1
K 102-07	810 x 430 x 395	745 x 360 x 300	72	80	1

Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek, błędów w druku, odchyłek wymiarów, wagi i kolorów oraz służących postępowi technicznemu zmian konstrukcyjnych. Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i mogą zawierać wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą. Wszelkie informacje zawarte w tym katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Sejf na środki odurzające seria HPI 1000
Klasa bezpieczeństwa I, ochrona przed włamaniem wg PN-EN 1143-1, Certyfikat produktu HARTMANN TRESORE ECB • S, izolacja przeciwpożarowa zgodna z normą DIN 4102
Budowa

- korpus kilkuścienny z wszystkich stron, drzwi kilkuścienne
- bardzo masywne drzwi o grubości 124 mm
- kąt otwarcia drzwi 180 °
- specjalna taśma uszczelniająca w drzwiach zapobiegająca wnikaniu do środka gazów powstających wskutek pożaru
- przystosowany do montażu w podłożu i ścianie (w zestawie kotwy)

Wyposażenie podstawowe

- półki przestawne (patrz tabela poniżej)
- drzwi otwierane prawostronnie
- lakier grafitowy RAL 7024

Zamknięcie

- motylkowy zamek kluczowy o wysokim stopniu bezpieczeństwa (2 klucze w komplecie)

Wyposażenie dodatkowe

- zamek elektroniczny
- biometryczny system zamykania z czytnikiem odcisków palców
- dostępny również w wersji ciężkiej ze specjalną mieszanką betonową o dużej wytrzymałości (seria HPIB 1000)



niektóre modele tej serii można dostarczyć od razu!



HPI 1000-02



- bardzo masywne drzwi, 124 mm grubości
- bardzo masywne bolce

Seria HPI 1000	Wymiary zewnętrzne W x Sz x G w mm	Wymiary wewnętrzne W x Sz x G w mm	Waga w kg	Pojemność w l	Ilość półek	Ilość segregatorów
HPI 1000-01	450 x 500 x 500	350 x 390 x 340	110	46	1	5
HPI 1000-02	800 x 600 x 500	700 x 490 x 340	200	117	2	12
HPI 1000-03	1000 x 600 x 500	900 x 490 x 340	219	150	2	14
HPI 1000-04	1200 x 600 x 500	1100 x 490 x 340	252	183	3	18
HPI 1000-05	1200 x 705 x 500	1100 x 595 x 340	300	223	3	21
HPI 1000-06	1500 x 705 x 500	1400 x 595 x 340	335	283	4	28
HPI 1000-07	1830 x 705 x 500	1730 x 595 x 340	396	350	4	35
HPI 1000-08	1500 x 1000 x 500	1400 x 890 x 340	413	424	4	44
HPI 1000-09	1830 x 1000 x 500	1730 x 890 x 340	493	523	4	55

fabrycznie przygotowany do zamontowania w ścianie i podłożu

Sejf na środki odurzające seria HTI 160

Klasa bezpieczeństwa I, ochrona przed włamaniem wg PN-EN 1143-1

■ Budowa

- kilkuścienny korpus, kilkuścienne drzwi
- drzwi o grubości 83 mm
- bolce ryglujące z wszystkich stron
- przygotowany do kotwienia w podłożu
- drzwi z zawiasami zewnętrznymi
- *wskazówka: dla pełnego wysunięcia szuflad należy w miejscu przeznaczenia zapewnić kąt otwarcia drzwi minimum 135 °*

■ Wyposażenie podstawowe

- półki przestawne (*patrz tabela poniżej*)
- kąt otwarcia drzwi 180 °
- drzwi otwierane prawostronnie
- lakier jasnoszary RAL 7035

■ Zamknięcie

- sprawdzony pod kątem klasy VdS I motylkowy zamek kluczowy (2 klucze w komplecie)

■ Wyposażenie dodatkowe

- indywidualne ułożenie szuflad na leki przesuwanych po szynach teleskopowych (*patrz tabela poniżej*)
- zamykany skarbonczyk wewnętrzny
- zamek elektroniczny
- drzwi otwierane lewostronnie



seria HTI 160
dostępna
z wysuwanymi
szufladami na leki

do ciągłego
przechowywania
lekarstw



HTI 160-03

zdjęcie przedstawia wyposażenie specjalne


HTI 160-08

zdjęcie przedstawia wyposażenie specjalne

Seria HTI 160	Wymiary zewnętrzne* W x Sz x G w mm	Wymiary wewnętrzne W x Sz x G w mm	Waga w kg	Pojemność w l	Ilość półek	Ilość szuflad
HTI 160-01	355 x 530 x 415	270 x 450 x 292	60	35	1	maks. 1
HTI 160-02	455 x 455 x 415	370 x 375 x 292	58	40	1	maks. 2
HTI 160-03	770 x 530 x 415	685 x 450 x 292	95	90	1	maks. 5
HTI 160-04	1120 x 530 x 415	1035 x 450 x 292	128	136	2	maks. 8
HTI 160-05	1470 x 530 x 415	1385 x 450 x 292	161	182	3	maks. 12
HTI 160-06	1820 x 530 x 415	1735 x 450 x 292	194	228	4	maks. 12 do 13
HTI 160-07	770 x 870 x 495	685 x 790 x 372	145	201	1	maks. 5
HTI 160-08	1120 x 870 x 495	1035 x 790 x 372	194	304	2	maks. 8
HTI 160-09	1470 x 870 x 495	1385 x 790 x 372	243	407	3	maks. 12
HTI 160-10	1820 x 870 x 495	1735 x 790 x 372	293	510	4	maks. 15 do 16
HTI 160-11 2-skrzydłowe	1120 x 1230 x 495	1035 x 1150 x 372	250	443	2	maks. 8
HTI 160-12 2-skrzydłowe	1820 x 1230 x 495	1735 x 1150 x 372	378	742	4	maks. 15 do 16

* do głębokości zewnętrznej trzeba doliczyć 60 mm na wystające okucie

Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek, błędów w druku, odchyień wymiarów, wagi i kolorów oraz służących postępowi technicznemu zmian konstrukcyjnych. Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i mogą zawierać wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą. Wszelkie informacje zawarte w tym katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

HARTMANN TRESORE Polska Spółka z o. o.

Al. Jerozolimskie 200

02-486 Warszawa

tel. +48 22 595 40 90

faks +49 22 595 40 95

W związku z zabezpieczeniem obrotu gotówki sugerujemy zakup właściwego sejf, np. wrzutowego.



**www.hartmann-tresore.pl
info@hartmann-tresore.pl**